

Microdermoabrasión con Microcristales



Equipo de microdermoabrasión mediante microcristales de óxido de aluminio en polvo. Ideal para una exfoliación controlada, precisa y progresiva, mejora la calidad de la piel, reduce manchas y suaviza las líneas de expresión.

Indicado en tratamientos de eliminación de puntos negros, acné, suciedad acumulada, también para revitalizar, nutrir, aumentar la elasticidad y oxigenación de la piel.

Procedimiento no quirúrgico que se realiza a nivel de la capa cornea y que busca la renovación de la epidermis con exfoliación mecánica, ayudando a eliminar la piel muerta mediante el lijado y barrido, produciendo una regeneración celular, aumento de la producción de colágeno, y ayudando a mejorar la textura y el color de la piel haciéndola más lozana y suave.

La microdermoabrasión con microcristales (óxido de aluminio) en polvo, es un método de exfoliación mecánica muy efectivo, indoloro y preciso, en el que el manipulador esparce los microcristales sobre la piel y al mismo tiempo hace erosión y un vacío que va arrastrando las células muertas de la piel y los residuos de productos, que son absorbidas hasta el depósito que recibe los restos y los desecha de manera muy higiénica. En este caso el impacto de estas partículas contra el tejido suele conseguir más profundidad en menos pasadas.

Puede realizarse en cara, cuello, escote, brazos y manos, con el fin de fomentar la formación de nuevas células que reemplazarán las eliminadas. Al terminar la microdermoabrasión se puede sentir una sensación de ardor y de sequedad de la piel en la zona que fue expuesta al procedimiento, esto es normal, para disminuir el enrojecimiento es recomendable utilizar el cool hammer. Sin embargo, dependiendo de la intensidad del procedimiento puede que la piel tome un color más rojo que debe desaparecer en las horas siguientes, pero si continúa la molestia es preferible consultar con el médico.

Para activar la microdermoabrasión selecciona en energy ajuste la intensidad de succión. Colocar el producto en el envase.

La piel debe estar limpia y seca. Evitar la exposición solar al menos desde 1 semana antes. Abstenerse del uso de productos con retinoides o ácido glicólico en los 10 días previos.



Microdermoabrasión con Microcristales

Es fácil de utilizar y mejora notablemente la apariencia de la piel, este equipo pulveriza los cristales finos de forma rápida y precisa, en la superficie de su piel para producir una exfoliación, mientras que la piel muerta es eliminada por la succión de vacío. La piel se refrescará y mejorará después del tratamiento, también se estimulará la circulación y mejorará el metabolismo. Se deben hacer movimientos ascendentes, suaves y de barrido.

Beneficios:

1. Mejora la apariencia de la piel envejecida, las cicatrices de acné, y elimina la suciedad de los poros.
2. Renueva la piel opaca y con falta de luminosidad.
3. Mejora el edema facial y la inflamación.
4. Mejora la elasticidad de la piel, las arrugas finas, la textura, dándole un aspecto joven y fresco.
5. Mejorar el tono de la piel desigual, la pigmentación y otros problemas.

Modo de uso:

1. Instale el equipo, asegúrese de que el cuerpo principal y los accesorios estén bien conectados, como lo indica en el manual. La pantalla LCD se ilumina y muestra "Microcrystal". El equipo estará en modo de espera.
2. El tiempo por defecto es de 15min.
3. Pulse los botones "+ / -" del temporizador para seleccionar un rango de tiempo de trabajo.
4. Pulse el botón "+ / -" de "ENERGÍA", para ajustar la potencia de la succión.
5. Pulse el botón de "START/PAUSE" para empezar a trabajar, mientras la pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento.
6. Cuando el temporizador preestablecido se haya agotado, oirá un "pitido". El temporizador se recuperará a los 15 minutos.



Microdermoabrasión con Microcristales

Precauciones de uso:

1. Analice el tipo de piel del cliente antes del tratamiento, y seleccione la potencia adecuada según las necesidades.
2. Limpie y seque minuciosamente la piel, no se amerita la aplicación de ningún producto.
3. Después del tratamiento, limpie la piel del rostro y aplique algún producto hidratante o nutritivo.
4. El cliente debe evitar la exposición al sol.
5. Se recomienda no utilizar maquillaje 4 horas después del tratamiento.
6. Lavar la cara con agua fría, y evitar exposición al sauna.
7. Se debe dejar un cierto intervalo de tiempo para un nuevo tratamiento.
8. Luego de 2-3 días el cliente puede experimentar picor y descamación, por esto la protección y los cuidados de la piel son indispensables.
9. Después de la exfoliación, por favor, no utilice productos de tipo ácido.
10. El tamaño del cristal aplicado debe ser de 180-200mesh. Es desechable, no debe reciclarse.
11. Después del tratamiento, utilice agua y un cepillo para limpiar los accesorios, luego sumérjalos completamente en el recipiente para su desinfección mediante la solución de alcohol al 75% durante 15 minutos. Después, sáquelos, límpielos y póngalos en el esterilizador UV para siguiente uso.
12. Es importante cubrir los ojos del cliente durante el tratamiento en la cara, así evitará que los cristales entren en los ojos.

Contraindicaciones

- Embarazo y lactancia.
- Piel muy sensible.
- Rosácea.
- Dermatitis seborreica.
- Lesiones recientes, piel con heridas, infecciones, psoriasis, dermatitis o que no esté sana.
- Piel rasurada o depilada.
- En piel que han sido sometidas recientemente a peeling químico profundo, quemadura o cirugía.
- Alteraciones de la sensibilidad de la piel, sin poder diferenciar el frío del calor.
- Mala cicatrización.
- Historial previo de queloides.
- Áreas con tatuajes en el rostro o maquillaje definitivo.
- Afecciones cutáneas.
- Procesos infecciosos u hongo.
- Acné severo.
- Precaución a la hora de trabajar tejidos con rellenos inyectados, y en el caso de clientes que recientemente se hayan inyectado ácido hialurónico, Botox o cualquier otro tipo de producto, debe esperar un tiempo prudencial para hacerse tratamiento con Hydrafacial.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Vall dan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

Microdermabrasion with Microcrystals



Microdermabrasion equipment using powdered aluminium oxide microcrystals. Ideal for controlled, precise and progressive exfoliation, improves skin quality, reduces blemishes and smoothes expression lines.

Indicated in treatments to eliminate blackheads, acne, accumulated dirt, also to revitalise, nourish, increase the elasticity and oxygenation of the skin.

This non-surgical procedure is performed at the level of the corneal layer and seeks the renewal of the epidermis with mechanical exfoliation, helping to eliminate dead skin by sanding and sweeping, producing cell regeneration, increasing collagen production, and helping to improve the texture and colour of the skin, making it smoother and softer.

Microdermabrasion with microcrystals (aluminium oxide) powder is a very effective, painless and precise mechanical exfoliation method, in which the handpiece spreads the microcrystals on the skin and at the same time causes erosion and a vacuum that drags the dead skin cells and product residues, which are absorbed into the deposit that receives the remains and disposes of them in a very hygienic way. In this case, the impact of these particles against the tissue tends to achieve greater depth in fewer passes.

It can be performed on the face, neck, décolleté, arms and hands, in order to encourage the formation of new cells to replace those eliminated. At the end of the microdermabrasion you may feel a burning sensation and dryness of the skin in the area that was exposed to the procedure, this is normal, to reduce the redness it is advisable to use the cool hammer. However, depending on the intensity of the procedure, the skin may become a redder colour which should disappear in the following hours, but if the discomfort continues, it is preferable to consult a doctor.

To activate the microdermabrasion, select Function Microcrystal and adjust the suction intensity in energy. Place the product in the container.

The skin should be clean and dry. Avoid sun exposure for at least 1 week before. Refrain from using products containing retinoids or glycolic acid for 10 days beforehand.



Microdermabrasion with Microcrystals

It is easy to use and noticeably improves the appearance of the skin, this equipment sprays fine crystals quickly and precisely, on the surface of your skin to produce exfoliation, while dead skin is removed by vacuum suction. The skin will be refreshed and improved after the treatment, it will also stimulate circulation and improve metabolism. Upward, gentle, sweeping movements should be made.

Benefits:

1. Improves the appearance of aging skin, acne scars, and removes dirt from pores.
2. Renews dull and dull skin.
3. Improves facial edema and inflammation.
4. Improves skin elasticity, fine wrinkles, texture, giving it a youthful and fresh appearance.
5. Improve uneven skin tone, pigmentation and other problems.

How to use:

1. Install the equipment, make sure the main body and accessories are well connected, as indicated in the manual. The LCD screen lights up and displays "Microcrystal". The equipment will be in standby mode.
2. The default time is 15min.
3. Press the "+ / -" buttons on the timer to select a working time range.
4. Press the "+ / -" button of "ENERGY", to adjust the suction power.
5. Press the "START/PAUSE" button to start working, while the LCD display shows the working status.
6. When the preset timer has run out, you will hear a "beep" sound. The timer will reset after 15 minutes.



Microdermabrasion with Microcrystals

Precautions for use:

1. Analyse the client's skin type prior to treatment, and select the appropriate strength according to needs.
2. Thoroughly cleanse and dry the skin, no product application is required.
3. After the treatment, cleanse the facial skin and apply a moisturising or nourishing product.
4. The client should avoid exposure to the sun.
5. It is recommended not to use make-up 4 hours after the treatment.
6. Wash the face with cold water, and avoid exposure to the sauna.
7. A certain time interval should be allowed for a new treatment.
8. After 2-3 days the client may experience itching and flaking, so skin protection and care is essential.
9. After exfoliation, please do not use acid type products.
10. The size of the applied crystal should be 180-200mesh. It is disposable and should not be recycled.
11. After treatment, use water and a brush to clean the accessories, then immerse them completely in the container for disinfection using 75% alcohol solution for 15 minutes. Afterwards, remove, clean and place them in the UV steriliser for next use.
12. It is important to cover the client's eyes during treatment on the face to prevent the crystals from entering the eyes.

Contraindications

- Pregnancy and breastfeeding.
- Very sensitive skin.
- Rosacea.
- Seborrhoeic dermatitis.
- Recent lesions, skin with wounds, infections, psoriasis, dermatitis or unhealthy skin.
- Shaved or depilated skin.
- Skin that has recently undergone deep chemical peeling, burns or surgery.
- Alterations in skin sensitivity, unable to differentiate between cold and heat.
- Poor healing.
- Previous history of keloids.
- Areas with tattoos on the face or permanent make-up.
- Skin conditions.
- Infectious processes or fungus.
- Severe acne.
- Caution when working on tissues with injected fillers, and in the case of clients who have recently had hyaluronic acid, Botox or any other type of product injected, they should wait a prudent amount of time before having Hydrafacial treatment.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com