

F829



Nuestro equipo F829 es un equipo eficaz para reducir manchas, lunares, manchas de la edad y daño solar, pecas, arañas vasculares y pequeñas arrugas superficiales.

Funciona sobre la base de una descarga de alto voltaje, pero muy baja corriente, lo que permite que la mancha se transforme mediante la ionización del plasma. Los micro vasos sanguíneos se solidificarán rápidamente sin sangrar, y se formará una costra de carbón, protegiendo la piel de infecciones.

El dispositivo actúa por ablación epidérmica localizada, eliminando la piel dañada y favoreciendo el rejuvenecimiento de la misma. El área tratada presentará inflamación durante los dos primeros días, seguidos por una pequeña costra y un ligero enrojecimiento durante aproximadamente siete días.

El spot removal tiene varios niveles de intensidad para diferentes tratamientos. Para manchas suaves se utilizará nivel bajo de intensidad, y el nivel alto es para lunares y manchas más fuertes. Para regular la intensidad, siempre iremos de menos a más, aumentando si es necesario.

Es sumamente importante antes de usar el equipo hacer una higiene de la zona donde vamos a trabajar y una evaluación minuciosa del cliente, verificando que no sean melanomas en la piel, siempre se recomienda consultar con el médico tratante.





Modo de uso:

- Conecte el cable del manípulo al equipo y coloque la punta correspondiente. El tipo de punta a usar es a discreción del profesional. En general, las puntas reutilizables se usan para manchas de tamaño normal o grande, mientras que las puntas desechables son indicadas para remover las manchas pequeñas o muy finas.
- Una vez seleccionada enrosque la aguja gruesa en la punta del manípulo. Esta es reutilizable, y se usa para tratar zonas grandes, debe ser esterilizada después de cada uso.
- Para usar las agujas finas desechables, se debe desenroscar la aguja mas gruesa del manípulo, luego sacar la aguja delgada, ponerla dentro del manípulo y encima de esta, enroscar el cabezal metálico con un agujero, son usadas en zona de manchas pequeñas donde se amerite mayor precisión y detalle.
- Encienda el equipo en el botón "ON".
- Una vez encendido el equipo, se puede regular el nivel de potencia en la perilla, aumentando la intensidad al nivel deseado mediante el botón giratorio "R/ENERGY".
- Sujete el manípulo como un bolígrafo.
- Para comenzar a trabajar, se debe higienizar el espacio de trabajo, y se comienza a hacer contacto de la punta del manípulo en la zona de la piel que tiene la mancha a tratar.
- Acerque la punta del manípulo a la mancha a eliminar hasta que se produzca una chispa entre la punta y la mancha, y aleje rápidamente el manípulo de la piel. La punta no debe tocar la piel.
- Al finalizar, baje al mínimo la intensidad mediante el botón giratorio "R/ENERGY" y apriete el botón "OFF" para apagar el dispositivo.
- Desenrosque las puntas. Limpie y esterilice la punta reutilizable y el cabezal metálico y tire las puntas desechables.
- Este equipo está diseñado para la eliminación de manchas. En cualquier caso, lo ideal es consultar a un dermatólogo.
- Si las manchas no son eliminadas completamente, repita los pasos anteriores, si son muy grandes, lo más conveniente es eliminarla en varias sesiones.



Precauciones:

- A causa del espesor variable de la piel, los resultados de eliminación de las manchas pueden variar. Por lo tanto, se aconseja hacer una prueba en la piel antes del tratamiento para obtener los mejores resultados posibles.
- No aplique este tratamiento alrededor de los ojos.
- No se recomienda aplicar el tratamiento en las venas.
- Después de la eliminación de la mancha en la zona se tornará enrojecida, es una reacción normal y desaparecerá gradualmente.
- Después de unos días aparecerá una costra o una cicatriz, no la quite con los dedos o las uñas para evitar infecciones.
- Después del tratamiento, aplique un producto reparador adecuado para promover la regeneración de la piel tras la eliminación de la mancha.
- Asegúrese de bajar la intensidad al mínimo después del uso, para evitar descargas eléctricas o quemaduras en el próximo paciente.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com

F829



Our F829 is an effective equipment to reduce spots, moles, age spots and sun damage, freckles, spider veins and small superficial wrinkles.

It works on the basis of a high voltage discharge, but very low current, which allows the spot to be transformed into gas by plasma ionisation. The micro blood vessels will quickly solidify without bleeding, and a carbon crust will form, protecting the skin from infection.

The device acts by localised epidermal ablation, removing damaged skin and promoting skin rejuvenation. The treated area will be swollen for the first two days, followed by a small scab and slight redness for approximately seven days.

The spot removal has various intensity levels for different treatments. For mild spots a low level of intensity will be used, and the high level is for moles and stronger spots. To regulate the intensity, we will always go from low to high, increasing it if necessary.

It is extremely important before using the equipment to clean the area where we are going to work and a thorough evaluation of the client, verifying that there are no melanomas on the skin, it is always recommended to consult with the treating physician.





How to use:

- Connect the handpiece cable to the equipment and attach the appropriate tip. The type of tip to use is at the discretion of the practitioner. In general, reusable tips are used for normal or large stains, while disposable tips are indicated for removing small or very fine stains.
- Once selected, screw the coarse needle into the tip of the handpiece. This is reusable, and is used to treat large areas, it must be sterilised after each use.
- To use the thin disposable needles, unscrew the thicker needle from the handpiece, then take out the thin needle, put it inside the handpiece and screw the metal head with a hole on top of it, they are used for small spots where more precision and detail is required.
- Turn the equipment on by pressing the "ON" button.
- Once the equipment has been switched on, the power level can be adjusted on the knob, increasing the intensity to the desired level using the "R/ENERGY" rotary knob.
- Hold the knob like a pen.
- To start working, sanitise the working area and start making contact with the tip of the handpiece on the area of the skin with the stain to be treated.
- Bring the tip of the handpiece close to the spot to be removed until a spark is produced between the tip and the spot, and quickly move the handpiece away from the skin. The tip should not touch the skin.
- When finished, turn down the intensity to minimum using the "R/ENERGY" rotary knob and press the "OFF" button to switch off the device.
- Unscrew the tips. Clean and sterilise the reusable tip and metal head and discard the disposable tips.
- This equipment is designed for stain removal. In any case, it is best to consult a dermatologist.
- If the spots are not completely removed, repeat the previous steps. If they are very large, it is best to remove them in several sessions.



Precautions:

- Because of the varying thickness of the skin, spot removal results may vary. Therefore, it is advised to do a skin test prior to treatment to get the best possible results.
- Do not apply this treatment around the eyes.
- It is not recommended to apply the treatment on veins.
- After removal of the spot the area will become reddened, this is a normal reaction and will gradually disappear.
- After a few days a scab or scar will appear, do not remove it with fingers or nails to avoid infection.
- After treatment, apply a suitable repair product to promote skin regeneration after removal of the blemish.
- Be sure to lower the intensity to a minimum after use to avoid electric shocks or burns on the next patient.



Yubitzay Avila
Customer Training
T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Cami de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com