

B-Equipment

High frequency instrument used to increase blood circulation, stimulate glandular activity, remove bacteria and ease the penetration of cosmetic products.

Instrumento de alta frecuencia utilizado para acelerar la circulación sanguínea, estimular la actividad glandular, eliminar bacterias y facilitar la penetración de activos. Posibilidad de diferentes electrodos.

Appareil à haute fréquence utilisé pour accélérer la circulation sanguine, stimuler l'activité glandulaire, éliminer les bactéries et faciliter la pénétration d'actifs.

Das Hochfrequenzgerät, mit 4 verschiedenen Elektroden ausgestattet, wird eingesetzt zur Anregung des Stoffwechsels, zur Förderung der Hautdurchblutung, um Bakterien zu töten und damit die Wirkstoffe besser dringen.

F-314A

PACKING SIZE cm
37x27,5x14 (1pcs)
85x38,5x32 (6pcs)

